

全身用X線CT診断装置
 （2004年～2007年度報告）

○：報告あり、[]：転帰状態を示す

患者等の有害事象 機器の状況	適応障害発症の疑い （異常音及び発煙により）	なし
	a	b
架台内から発煙	1 ○[不明]	
検査中装置が止まる	2	○[-]
スキャンを継続できなくなった	3	○[-]
撮影したデータが保存されなかった	4	○[-]
データベース上に転送した画像ファイルの患者名が異なる	5	○[-]
別患者の付帯情報がフィルム出力された	6	○[-]
計画と異なる部位を撮影した	7	○[-]
フィルム上に表示される目盛間隔の異常	8	○[-]