

内視鏡

(2004年～2007年度報告)

○：報告あり、数字：報告件数、[]：転帰状態を示す、()：一般の名称

患者等の有害事象	敗血症の疑い	血管穿孔の疑い	穿孔	出血	尿管口裂傷	大腸マイクロバクテリオン	破損した破片が体内遺残の可能性あり	縦隔気腫、皮下気腫の発生	開腹手術を施行	介助医の左手指指先より出血	緑膿菌汚染	なし	不明
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
緑膿菌汚染	1										○2[回復](軟性内視鏡用洗浄消毒器)		
外皮の破損	2											○[一](再使用可能な内視鏡拡張器)	
破損	3						○[経過観察](人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器)						
器具の破損	4						○[回復](内視鏡用シース)						
先端部破損	5						○[軽快] ○[経過観察] (単回使用内視鏡用能動処置具)						
先端ナイフ部ワイヤの破断(離断)	6		○[回復](単回使用高周波処置用内視鏡能動器具)	○[回復](単回使用高周波処置用内視鏡能動器具)					○[回復](単回使用内視鏡用結石摘出鉗子)				
腹腔内で把持部が折れた	7											○[一](人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具)	
鉗子先端部のリベットの頭が脱落	8												○[不明](内視鏡用能動切除器具)
操作ワイヤの変形による突出	9									○[不明](単回使用高周波処置用内視鏡能動器具)			
バスケットワイヤの断裂	10											○[一](単回使用内視鏡用結石摘出鉗子)	
マーカー脱落	11						○[未回復](単回使用内視鏡用細胞ブラシ)						
鉗子アウターチューブ先端部の絶縁被覆の脱落	12											○[一](再使用可能な内視鏡用能動処置具)	
ポンプ内送気フィルタの汚れ	13	○[死亡]医療機器と死亡との因果関係が評価できない(送気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置)											
内視鏡のモニター画像が消えた	14												○[不明](送気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置)
液漏れ	15											○2[一](内視鏡・関節鏡用接続チューブ)	
鉗子起上・副送水用アタッチメントカプラの通液不良	16												○[不明](軟性内視鏡用洗浄消毒器)
穿孔を起こした疑い	17								○[入院中](単回使用高周波処置用内視鏡能動器具)				
注射針を固定すると注射できない	18											○[一](単回使用内視鏡用細胞ブラシ)	
なし	19		○[死亡]医療機器と死亡との因果関係が評価できない(ビデオ軟性内視鏡)			○[回復](自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具)							
不明	20								○[回復](単回使用高周波処置用内視鏡能動器具)				